

Anticorps Polyclonal Anti-Mitofusine-1/Mfn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwa4

Numéro d'article: CM0025574



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Mitofusine-1 (MFN1) humaine, une GTPase de la membrane externe mitochondriale essentielle à la fusion mitochondriale. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mitofusine-1/MFN1 pAb de lapin
Remarques / Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusine-1/MFN1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55669
Identifiant de gène	55669
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 622 et 741 de la Mitofusine-1/MFN1 humaine (NP_284941.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IWA4
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace