

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mitofusine-1/Mfn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwa4

Numéro d'article: CM0004395



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Mitofusine-1 (MFN1) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte une protéine de 84 kDa, adapté à l'étude de la dynamique mitochondriale et de la fusion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Mitofusine-1/MFN1
Remarques/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusine-1/MFN1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55669
GeneID	55669
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 642 et 741 de la Mitofusine-1/MFN1 humaine (NP_284941.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humaine
SWISS	Q8IWA4
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace