

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mitofusine 2 (Mfn2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95140

Numéro d'article: CM0018424



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Mitofusine 2 (MFN2) humaine. Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique mitochondriale, la fusion et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Mitofusine 2
Remarques/Alias	HSG ; MARF ; CMT2A ; CPRP1 ; CMT2A2 ; HMSN6A ; CMT2A2A ; CMT2A2B ; Mitofusine 2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9927
ID du gène	9927
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70-260 de la Mitofusine 2 humaine (NP_055689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95140
Poids protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace