

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mkks Pour Wb Et Elisa - Q9Npj1

Numéro d'article: CM0021403

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MKKS (BBS6) humain pour Western blot et ELISA. Reconnaît une chaperonne moléculaire de 62 kDa impliquée dans l'assemblage du BBSome et la ciliogenèse. Validé sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MKKS Rabbit pAb
Remarques / Alias	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8195
ID du gène	8195
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 221-570 de la protéine MKKS humaine (NP_740754.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NPJ1
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sachet de glace