


Anticorps Polyclonal Anti-Mkl1 Pour Wb, Elisa - Q969V6

Numéro d'article: CM0018318



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MKL1 (MRTF-A, MAL) humain. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation des gènes du cytosquelette, la migration cellulaire et la transcription médiée par SRF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MKL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	57591
Identifiant de gène	57591
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de MKL1 humain (NP_065882.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969V6
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace