


Anticorps Polyclonal Anti-Mkl1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969V6

Numéro d'article: CM0028678



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MKL1 humain (MRTF-A/MAL/BSAC) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le MKL1 humain, souris, rat. Idéal pour la régulation des gènes du cytosquelette et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MKL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57591
GeneID	57591
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du MKL1 humain (NP_065882.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969V6
Poids moléculaire	99kDa
Expédition	Sac de glace