


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mkln1 Pour Wb Et Elisa - Q9UI63

Numéro d'article: CM0018438



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MKLN1 humaine (Muskelin, TWA2), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du complexe CTLH, de l'étalement cellulaire et de la signalisation THBS1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MKLN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TWA2; MKLN1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4289
ID du gène	4289
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 436-735 de la MKLN1 humaine (NP_037387.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UL63
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sachet de glace