


Anticorps Polyclonal Anti-Mknk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bub5

Numéro d'article: CM0024320



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MKNK1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le MKNK1 humain, souris et rat, une kinase régulant la traduction via la phosphorylation d'EIF4E dans les réponses de stress et aux cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MKNK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MNK1; MKNK1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 374-465 du MKNK1 humain (NP_003675.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BUB5
Poids Protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace