

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mkp1 Pour Wb, Elisa - P28563

Numéro d'article: CM0021745

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MKP1 de souris (DUSP1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. MKP1 est une phosphatase à double spécificité nucléaire qui déphosphoryle ERK2, régulant le cycle cellulaire méiotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MKP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	erp, MKP1, mkip-1, 3CH134, Ptpn16
Espèce	Souris
GeneID	19252
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la MKP1 de souris (NP_038670.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28563
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace