

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mkrn3 Pour Wb Et Elisa - Q13064

Numéro d'article: CM0023240

Introduction

Le MKRN3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal dérivé du lapin, reconnaissant la ligase E3 d'ubiquitine MKRN3 humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec les protéines humaines et murines. Pour la recherche sur le timing de la puberté et les voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MKRN3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPPB2 ; D15S9 ; RNF63 ; ZFP127 ; ZNF127 ; MKRN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7681
GeneID	7681
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de MKRN3 humain (NP_005655.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13064
Poids Moléculaire Protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace