

Anticorps Polyclonal Anti-Mks1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxb0

Numéro d'article: CM0030509

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MKS1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Protéine de 65 kDa. Idéal pour les études sur les cils et les ciliopathies. – Q9NXB0

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin MKS1
Remarques/Alias	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54903
GeneID	54903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-300 de MKS1 humain (NP_060247.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NXB0
Poids protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace