

Anticorps Monoclonal Anti-Mld Pour Wb, Elisa - O15121

Numéro d'article: CM0003347

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sphingolipid delta(4)-désaturase DES1 humaine (MLD/DEGS1) pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et la leucodystrophie. Validé sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLD Rabbit mAb
Remarques/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8560
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de MLD humain (NP_003667.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15121
Poids protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace