


Anticorps Polyclonal Anti-MLF1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Numéro d'article: CM0028752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MLF1 pour WB, IF/ICC, ELISA, reconnaissant le MLF1 humain et de souris. MLF1 régule l'engagement de lignée hématopoïétique, le cycle cellulaire et la différenciation. Convient aux études sur la leucémie et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MLF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4291
GeneID	4291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-268 du MLF1 humain (NP_071888.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P58340
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace