

Anticorps Polyclonal Anti-MLF2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15773

Numéro d'article: CM0016335

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MLF2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le MLF2 humain, murin et de rat. Convient à la recherche sur la leucémie et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLF2 Rabbit pAb
Remarques/alias	NTN4 ; MLF2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8079
GeneID	8079
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 65 du MLF2 humain (NP_005430.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15773
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace