


Anticorps Monoclonal Anti-Mlh1 (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - P40692

Numéro d'article: CM0007159



Introduction

Anticorps monoclonal de souris validé KO dirigé contre la protéine humaine de réparation des erreurs d'appariement de l'ADN Mlh1 (MLH1), adapté pour Western blot et ELISA. Cible un composant clé du système MMR impliqué dans la recherche sur le cancer colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] MLH1 Mouse mAb
Remarques / Alias	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51; H1
Espèce	Souris
GeneID	4292
Immunogène	Protéine recombinante de MLH1 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40692
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac isotherme