

Anticorps Monoclonal Anti-MLh3 Pour Wb, Elisa - Q9Uhc1

Numéro d'article: CM0004492

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la MLH3 humaine (protéine de réparation des mésappariements d'ADN MLh3). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLH3 Lapin mAb
Remarques / Alias	HNPC7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27030
GeneID	27030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1190-1389 de la MLH3 humaine (NP_001035197.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UHC1
Poids de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac de glace