

Anticorps Monoclonal Anti-Mkl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Numéro d'article: CM0010885



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre le MLKL humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le MLKL humain et murin, un médiateur de la nécroptose de 54 kDa. Idéal pour la recherche sur la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de souris anti-MLKL
Remarques/Synonyme	hMLKL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	197259
GeneID	197259
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétisé dérivé du MLKL humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q8NB16
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Pain de glace