

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-MLkl Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Numéro d'article: CM0011895



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le MLKL humain (hMLKL) pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la nécroptose et la mort cellulaire programmée. Poids protéique 54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLKL Rabbit mAb
Remarques/Alias	hMLKL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	197259
GeneID	197259
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 369-471 du MLKL humain (NP_689862.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NB16
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace