


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MLkl Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9D2Y4

Numéro d'article: CM0026889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MLKL (protéine à domaine kinase de lignée mixte) de souris, validé pour les applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de façon croisée avec la MLKL humaine. Idéal pour les études sur la nécroptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLKL Rabbit pAb
Remarques/Alias	9130019I15Rik; MLKL
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	197259
Identifiant de gène	74568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 53 de la MLKL de souris (Q9D2Y4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9D2Y4
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace