

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MLkl - Q8Nb16

Numéro d'article: CM0023728



Introduction

MLKL Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la MLKL humaine (~54 kDa). Il est applicable pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers la souris et le rat. Idéal pour les études de nécroptose et de mort cellulaire programmée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MLKL Rabbit pAb
Remarques/Alias	hMLKL ; MLKL
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	197259
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 369-471 de la MLKL humaine (NP_689862.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NB16
Poids Moléculaire de la Protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace