


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mll5/Kmt2E Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Izd2

Numéro d'article: CM0028702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MLL5 (KMT2E) humaine. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec la protéine MLL5 humaine, de souris et de rat. Convient pour les études sur l'hématopoïèse, le cycle cellulaire et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLL5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLL5; Nkp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
Espèce	Humain
GeneID	55904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 500 de la protéine MLL5 humaine (NP_06152.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZD2
Poids de la protéine	205kDa
Expédition	Sac de glace