

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MLLT3/AF9 Pour Wb Et Elisa - P42568

Numéro d'article: CM0025649



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin MLLT3/AF9 détecte la protéine AF-9, une lecteur de chromatine dans le complexe de super-élongation. Convient pour WB et ELISA sur échantillons humains, soutenant la recherche en épigénétique et en leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLLT3/AF9 Lapin pAb
Remarques/Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4300
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de MLLT3/AF9 humain (NP_004520.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42568
Poids moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace