


Anticorps Polyclonal Anti-MLN Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12872

Numéro d'article: CM0030170



Introduction

Anticorps polyclonal anti-MLN produit chez le lapin, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la motiline humaine et murine, une hormone sécrétée qui régule la motilité gastro-intestinale. Idéal pour la recherche en gastro-entérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLN Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLN; motiline
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4295
GeneID	4295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-115 de la MLN humaine (NP_002409.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	P12872
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace