

Anticorps Polyclonal Anti-Mlph Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv36

Numéro d'article: CM0025300

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MLPH humaine (Mélanophiline), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur le transport des mélanosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MLPH Lapin pAb
Remarques/Alias	SLAC2-A; MLPH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79083
ID de Gène	79083
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BV36
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace