


Anticorps Polyclonal Anti-MLst8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bvc4

Numéro d'article: CM0014603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MLST8 (GbetaL/mLST8), une sous-unité de mTORC1 et mTORC2 ; validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation nutritionnelle et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLST8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GBL ; LST8 ; POP3 ; WAT1 ; GbetaL ; MLST8
Espèce	Humain
ID du gène	64223
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-326 de MLST8 humain (NP_001186103.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BVC4
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace