


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MLST8 Pour Wb Et Elisa - Q9Bvc4

Numéro d'article: CM0016819



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant MLST8 (GbetaL, mLST8), adapté au Western blot et à l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Reconnaît la sous-unité MLST8 du complexe mTOR, essentielle à la signalisation de la croissance et de la survie cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] MLST8 pAb de lapin
Remarques/Alias	GBL ; LST8 ; POP3 ; WAT1 ; GbetaL ; [Validé par KD] MLST8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64223
GeneID	64223
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-326 de MLST8 humain (NP_001186103.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BVC4
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace