


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmachc Pour Wb, Elisa - Q9Y4U1

Numéro d'article: CM0017560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain MMACHC (cbIC), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour les études du métabolisme de la cobalamine et des voies de méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MMACHC pAb de Lapin
Remarques/Alias	cbIC ; MMACHC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25974
GeneID	25974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-282 de l'humain MMACHC (NP_056321.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4U1
Poids Moléculaire Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace