


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mmp1 Pour Wb, Elisa - P03956

Numéro d'article: CM0006753



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la MMP1 humaine (collagénase), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine, murine et de rat. Réactif clé pour la recherche sur la dégradation de la matrice extracellulaire et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MMP1
Remarques/Alias	CLG; CLGN; MMP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4312
GeneID	4312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 93-210 de la MMP1 humaine (NP_002412.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03956
Poids moléculaire protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace