


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp1 Pour Wb, Elisa - P03956

Numéro d'article: CM0018522



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MMP1 humaine (collagénase interstitielle). Validé pour WB et ELISA ; l'immunogène couvre les acides aminés 20-280. Idéal pour la recherche sur la dégradation du collagène et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLG ; CLGN ; MMP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4312
GeneID	4312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-280 de la MMP1 humaine (NP_002412.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P03956
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac isotherme