


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09238

Numéro d'article: CM0026594



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MMP10 humaine (Stromelysine-2, SL-2, STMY2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP10 Lapin pAb
Remarques/Alias	SL-2; STMY2; MMP10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4319
GeneID	4319
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 237-476 de la MMP10 humaine (NP_002416.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09238
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace