

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp11 Pour Wb, Elisa - P24347

Numéro d'article: CM0028467

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MMP11 humaine (stromélysine-3, métalloprotéinase matricielle 11) pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible les acides aminés 239-488. Impliqué dans la progression des tumeurs malignes épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP11 pAb de lapin
Remarques / alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4320
GeneID	4320
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 239-488 de la MMP11 humaine (NP_005931.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24347
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace