


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp12 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P39900

Numéro d'article: CM0023831



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MMP12 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la métalloélastase macrophage, impliquée dans le remodelage tissulaire et l'élastolyse. Idéal pour les études sur l'inflammation et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | MMP12 Rabbit pAb                                                             |
| Remarques / Alias   | ME; HME; MME; MMP-12; MMP12                                                  |
| Espèce              | Humain                                                                       |
| ID du gène (Humain) | 4321                                                                         |
| ID du gène          | 4321                                                                         |
| Immunogène          | Peptide synthétique (acides aminés 200-300 de la MMP12 humaine, NP_002417.2) |
| Origine             | Lapin                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                        |
| Applications        | WB, IF/ICC, ELISA                                                            |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                          |
| SWISS               | P39900                                                                       |
| Poids protéique     | 54 kDa                                                                       |
| Expédition          | Sac isotherme avec glace                                                     |