


Anticorps Monoclonal Anti-Mmp13 Pour Wb, Elisa - P45452

Numéro d'article: CM0008001



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MMP13 validé pour WB, ELISA. Reconnaît la MMP13 humaine (collagénase 3), SWISS P45452, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour les études de dégradation de la matrice extracellulaire et de développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MMP13
Remarques/Alias	CLG3 ; MDST ; MANDP1 ; MMP-13
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4322
GeneID	4322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-272 de la MMP13 humaine (NP_002418.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P45452
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace