


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mmp13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Numéro d'article: CM0002750



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le MMP13 humain (collagénase 3). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient pour les études sur la dégradation de la matrice extracellulaire, le développement osseux et l'invasion cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MMP13 Lapin mAb
Remarques/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13
Espèce	Humain
GeneID	4322
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du MMP13 humain (P45452))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P45452
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace