


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp14 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P50281

Numéro d'article: CM0025669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MMP14 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA chez l'homme et la souris. Détecte une métalloprotéinase matricielle de type membranaire de 66 kDa impliquée dans le remodelage de la MEC et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MMP-14 ; MMP-X1 ; MT-MMP ; MT1MMP ; MTMMP1 ; WNCHRS ; MT1-MMP ; MT-MMP 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4323
GeneID	4323
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 21 et 538 de la MMP14 humaine (NP_004986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50281
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace