


## Anticorps Monoclonal Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P50281

Numéro d'article: CM0003304



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le MMP14/MT1-MMP humain, validé pour WB, IHC-P, FC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | MMP14/MT1-MMP Rabbit mAb                                                                                           |
| Remarques/Alias     | MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP                                   |
| Espèce              | Humain                                                                                                             |
| ID de Gène (Humain) | 4323                                                                                                               |
| ID de Gène          | 4323                                                                                                               |
| Immunogène          | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du MMP14 humain (P50281) |
| Source              | Lapin                                                                                                              |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                              |
| Application         | WB, IHC-P, FC, ELISA                                                                                               |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                |
| SWISS               | P50281                                                                                                             |
| Poids Protéique     | 66kDa                                                                                                              |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                       |