


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Pour If/Icc, Elisa - P50281

Numéro d'article: CM0016091



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MMP14/MT1-MMP humain, validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour étudier la dégradation de la matrice extracellulaire, la migration cellulaire, l'angiogenèse et les mécanismes d'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MMP14/MT1-MMP
Remarques/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4323
GeneID	4323
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 75 et 174 de MMP14/MT1-MMP humain (NP_004986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P50281
Poids moléculaire	66 kDa
Expédition	Sac de glace