


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mmp2 Pour Wb Et Elisa - P08253

Numéro d'article: CM0006484



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MMP2 humaine (collagénase de type IV de 72 kDa, gélatinase A, CLG4), validé pour la WB et l'ELISA. Détecte la MMP2 humaine, murine et de rat. Utilisation en recherche sur l'angiogenèse, l'invasion tumorale et le remodelage de la matrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MMP2
Remarques/Alias	CLG4 ; MMP2
Espèce	Humaine
ID du gène	4313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 451 à 660 de la MMP2 humaine (NP_004521.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P08253
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace