


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mmp2 Pour Wb, Elisa - P08253

Numéro d'article: CM0002812



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MMP2 validé pour le Western blot et l'ELISA, réagissant avec les MMP-2 humaines, de souris et de rat, une métalloprotéinase sécrétée impliquée dans l'angiogenèse et l'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MMP2 Lapin mAb
Remarques/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4313
GeneID	4313
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-600 de la MMP2 humaine (P08253).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08253
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace