


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Numéro d'article: CM0014797



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-MMP2 détecte la MMP2 humaine, murine et de rat, et a été validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Il convient à l'étude de l'angiogenèse, de l'invasion tumorale et du remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	4313
Identifiant du gène	4313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 280 de la MMP2 humaine (NP_004521.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P08253
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace