

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp20 Pour Wb, Elisa - O60882

Numéro d'article: CM0029160



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-MMP20 validé pour WB et ELISA, réagit avec Humain, Souris, Rat. La cible est une métalloprotéinase de l'émail impliquée dans la formation de l'émail dentaire. Idéal pour la recherche dentaire et squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MMP20 Lapin pAb
Remarques/Alias	AI2A2; MMP-20; MMP20
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-310 de MMP20 humain (NP_004762.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60882
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace