

Anticorps Polyclonal Anti-Mmp25 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Numéro d'article: CM0022553

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MMP25 humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les protéases et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP25 Lapin pAb
Remarques/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Espèce	Humain
ID de gène	64386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-539 de la MMP25 humaine (NP_071913.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPA2
P>Poids moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace