

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp25 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Numéro d'article: CM0027427

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MMP25 humain (MT6-MMP/leucolysine). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant (acides aminés 350-540). ~63 kDa. Pour la recherche sur le cancer et les leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MMP25 pAb de Lapin
Remarques/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64386
GeneID	64386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-540 du MMP25 humain (NP_071913.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPA2
Poids Moléculaire Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace