

Anticorps Polyclonal Anti-Mmp3 Pour Wb, Elisa - P28862

Numéro d'article: CM0028979

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MMP3 (Stromélysine-1) pour les applications WB et ELISA. Reconnaît la MMP3 de souris avec un poids protéique de 54 kDa. Adapté pour la recherche sur la dégradation de la matrice extracellulaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	MMP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4314
GeneID	17392
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 385-477 de la MMP3 humaine (NP_034939.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P28862
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace