


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Numéro d'article: CM0018145



Introduction

pAb lapin anti-MMP3 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Cible la stromélysine-1, une métalloprotéinase matricielle clé dans le remodelage de la MEC, l'inflammation et l'immunité antivirale. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'arthrite.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-MMP3
Remarques / Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4314
GeneID	4314
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08254
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac isotherme