


Anticorps Monoclonal Anti-Mmp3 (Stromelysine-1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Numéro d'article: CM0006706



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MMP3 humain (Stromelysine-1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la MEC et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Espèce	Humain
ID de gène	4314 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 385-477 du MMP3 humain (NP_002413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08254
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace