


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mmp3 (Stromélysine-1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Numéro d'article: CM0003788



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MMP3 humaine (Stromélysine-1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la dégradation de la MEC et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP3 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	SL-1 ; STMY ; STR1 ; CHDS6 ; MMP-3 ; STMY1 ; MMP3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4314
Identifiant du gène	4314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 385-477 de la MMP3 humaine (NP_002413.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P08254
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace