


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mmp7 (Matrilysine) Pour Wb, Elisa - P09237

Numéro d'article: CM0003948



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MMP7 pour WB et ELISA. Réagit spécifiquement avec la matrilysine humaine (MMP-7), ~30 kDa. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la matrice extracellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MMP7 Lapin mAb
Remarques/Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4316
ID de Gène	4316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-267 de la MMP7 humaine (P09237)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P09237
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace