


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

Numéro d'article: CM0017911



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la MMP7 humaine (Matrilysine/PUMP-1), validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour étudier la métalloprotéinase matricielle-7 dans le cancer, le remodelage tissulaire et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | pAb de lapin anti-MMP7                                                                                                      |
| Remarques/Alias             | MMP-7 ; MPSL1 ; PUMP-1 ; MMP7                                                                                               |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                      |
| GenelD (Humain)             | 4316                                                                                                                        |
| GenelD                      | 4316                                                                                                                        |
| Immunogène                  | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la MMP7 humaine (NP_002414.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée          | Humain, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                       | P09237                                                                                                                      |
| Poids moléculaire protéique | 30 kDa                                                                                                                      |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                |