


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22894

Numéro d'article: CM0020434



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MMP8 (collagénase des neutrophiles) pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à la recherche sur la matrice extracellulaire et l'inflammation. SWISS : P22894.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP8 pAb de lapin
Remarques/Alias	HNC ; CLG1 ; MMP-8 ; PMNL-CL ; MMP8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4317
ID du gène	4317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101 à 467 de la MMP8 humaine (NP_002415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P22894
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace